

## FREEZERS

### FREEZERS PARA BANCOS DE SANGRE - BLOOD BANK FREEZERS

La línea de congeladores de Presvac están diseñados en una amplia variedad de capacidades, brindando máximo nivel de protección para los productos almacenados.

*Presvac's blood bank freezers are designed to provide large capacity along with maximum conservation of stored products.*



FEDE -35

- Gabinete interior en acero inoxidable.
- Gas refrigerante libre de CFC R 404.
- Temperatura de trabajo precalibrada a -30 /-35°C.
- Temperatura y alarmas programables.
- Test de prueba de alarmas.
- Ruedas con frenos.

- Inner Chamber: stainless steel.
- Non CFC R 404 refrigerant.
- Work temperature pre-settled at -30/-35°C.
- Temperature and alarms programmable.
- Alarms test probe.
- Mounted over heavy-duty castors with auto-braking system.

#### OPCIONALES

- Registradores gráfico para 7 días.
- Alarmas remotas.
- Puertas interiores.
- Alarmas por falla de corte de energía y puerta abierta.

#### OPTIONAL FEATURES

- 7-day graphical temperature recorder.
- Remote alarms.
- Interior doors.
- Power failure and door ajar alarm.

