



Total Blood Bank Processing Solutions

TTCI 16

CENTRÍFUGA DE MESA CON TAQUÍMETRO Y TIMER DIGITAL

Sólida construcción adecuada para uso continuo.

Taquímetro digital con la velocidad expresada en cuatro dígitos.

Velocidad variable digital.

Timer digital programable hasta 99 minutos.

Comando de inicio rapido (quick start).

Tablero frontal con teclas de encendido, velocidad y tiempo.

Lámpara piloto neón indicadora de marcha y detención.

Gabinete construido en acero.

Tapa de diseño anti spray y cierre con traba mecánica.

Acabado de pintura al horno con resistencia a reactivos.

Montada sobre amortiguadores de goma.


Cámara de centrifugación de aluminio desarmable de fácil limpieza.

Motor de corriente alternada con bajo mantenimiento, montado sobre amortiguadores compensadores de acrílico nitrilo

Eje de motor SAE-3115 de acero de alta calidad con rulemanes blindados de montaje antiestático.

Fabricado bajo normas ISO:9001 / ISO :13485


DOS AÑOS DE GARANTIA





TCI-16



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ROTORES INTERCAMBIABLES / INTERCHANGEABLE ROTORS

TYPE	MODEL	SPECIFICACTIONS
Oscilante Swing bucket 3500 RPM 	CP-16	16 x 15 ml
	CP-24	24 x 10 ml
	CP-6/50	6 x 50 ml
	CP-4/50	4 x 50 ml
Angular Fixed angle rotor 5000 RPM 	CF-36	36 x 8 ml
	CF-24	24 x 15 ml
	CF-16	16 x 15 ml
	CF-12	12 x 15 ml
	CF-6	6 x 15 ml